

SOINS		ÉTAPES	ACCES-SOIRES	MODES	TEMPS / PRESSION	SOINS		ÉTAPES	ACCES-SOIRES	MODES	TEMPS / PRESSION	
CICATRICES	Rétractiles Adhérentes Fibrosées	1. Mobiliser	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Pulsé	5min / Niveau 2 (150 mBar)	RACHIS	Cervicalgie	1. Vasculariser	Tête d'aspiration R15 / R25	Continu	5min / Niveau 3 (200 mBar)	
		2. Lisser		Continu				2. Mobiliser	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Pulsé		
	Césariennes	1. Vasculariser	Tête d'aspiration R35	Continu	5min / Niveau 1 (100 mBar)			3. Assouplir		Continu		
		2. Lisser	Palper-rouler		10min / Niveau 3 (200 mBar)			Dorsalgie	1. Vasculariser	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)		Continu
DRAINAGE	Œdèmes	1. Mobiliser	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Pulsé	5min / Niveau 3 (200 mBar)		2. Mobiliser		Pulsé			
		2. Drainer		Continu	10min / Niveau 3 (200 mBar)		3. Assouplir		Continu			
	Membres supérieurs	1. Stimuler	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Pulsé	5min / Niveau 3 (200 mBar)		Lombalgie		1. Vasculariser		Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Continu
		2. Mobiliser						2. Mobiliser	Pulsé			
		3. Drainer		Continu				3. Assouplir	Continu			
	Membres inférieurs	1. Stimuler	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Pulsé	5min / Niveau 3 (200 mBar)		Sciatalgie	1. Vasculariser	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Continu	5min / Niveau 3 (200 mBar)	
		2. Mobiliser						2. Mobiliser		Pulsé		
		3. Drainer		Continu				3. Assouplir		Continu		
TENDINOPATHIES		1. Soulager	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Pulsé	5min / Niveau 3 (200 mBar)	BRÛLURES		1. Mobiliser	Tête d'aspiration / Palper-rouler	Pulsé	5min / Niveau 2 (150 mBar)	
		2. Mobiliser		Continu				2. Assouplir	Tête d'aspiration (à adapter selon besoin)	Continu	5min / Niveau 3 (200 mBar)	

CARE		STAGES	ACCESSO- RIES	MODES	TIME / PRESSURE LEVEL	CARE		STAGES	ACCESSO- RIES	MODES	TIME / PRES- SURE LEVEL	
SCARS	Retractable Adhesive Fibrous	1. Mobilize	Suction head of your choice	Pulsed	5min / Level 2 (150 mBar)	SPINAL COLUMN	Neck pain	1. Vascularize	R15 / R25 suction head	Conti- nuous	5min / Level 3 (200 mBar)	
		2. Smooth		Conti- nuous				2. Mobilize	Suction head of your choice	Pulsed		
	Caesarean sections	1. Vascularize	R35 suction head	Conti- nuous	5min / Level 1 (100 mBar)			3. Soften		Conti- nuous		
		2. Smooth	Palpate and roll		10min / Level 3 (200 mBar)			Back pain	1. Vascularize	Suction head of your choice		Conti- nuous
DRAINAGE	Edema	1. Mobilize	Suction head of your choice	Pulsed	5min / Level 3 (200 mBar)		2. Mobilize		Pulsed			
		2. Drain		Conti- nuous	10min / Level 3 (200 mBar)		3. Soften		Conti- nuous			
	Upper limbs	1. Stimulate	Suction head of your choice	Pulsed	5min / Level 3 (200 mBar)		Low back pain		1. Vascularize		Suction head of your choice	Conti- nuous
		2. Mobilize						2. Mobilize	Pulsed			
		3. Drain		Conti- nuous				3. Soften	Conti- nuous			
	Lower limbs	1. Stimulate	Suction head of your choice	Pulsed	5min / Level 3 (200 mBar)		Sciatica	1. Vascularize	Suction head of your choice	Conti- nuous	5min / Level 3 (200 mBar)	
		2. Mobilize						2. Mobilize		Pulsed		
		3. Drain		Conti- nuous				3. Soften		Conti- nuous		
TENDINOPATHY		1. Relieve	Suction head of your choice	Pulsed	5min / Level 3 (200 mBar)	BURNS		1. Mobilize	Suction head / Palpate and roll	Pulsed	5min / Level 2 (150 mBar)	
		2. Mobilize		Conti- nuous				2. Soften	Suction head of your choice	Conti- nuous	5min / Level 3 (200 mBar)	